

商品名

内容紹介及びご提供価格

アルペット 手指消毒用α アルファ



広範囲の
ウイルス・細菌に効く
手指消毒剤

エタノール濃度：71.8W/w%



※本剤はリン酸で、pHを酸性にし、有効成分（エタノール）の効果を高めています。ノンエンベロープを含む幅広いウイルス・細菌に対応します。

指定医薬部外品



食品添加物にも使用されている成分配合で食品取扱者の手指消毒剤に最適なんだよ！
食堂でも採用されているんだ♪
手荒れを防ぐ保湿剤も配合されてるんだよ！

そのままでも使用できますが、別売③のディスペンサーと一緒にご使用頂けると大変便利です！



①アルペット手指消毒用α 1L用

1箱の価格	18,500円(税別)
1本あたりの単価	1,850円(税別)
1箱の入数	1箱10本入り

原液 液状 PRTR制度対応品 火気厳禁

アルペット 手指消毒用α アルファ



広範囲の
ウイルス・細菌に効く
手指消毒剤

エタノール濃度：71.8W/w%



※本剤はリン酸で、pHを酸性にし、有効成分（エタノール）の効果を高めています。ノンエンベロープを含む幅広いウイルス・細菌に対応します。

指定医薬部外品



こっちの商品は5L容器に入っているんだって！ たっちゃんが①で紹介してくれた1L用容器もしくは別売容器の詰め替え用としてご使用ください。



※初回購入時に専用ノズルを1個プレゼントしております。

②アルペット手指消毒用α 5L用

1箱の価格	19,500円(税別)
1本あたりの単価	6,500円(税別)
1箱の入数	1箱3本入り

原液 液状 PRTR制度対応品 火気厳禁

エンベロープウイルスの弱点

ウイルスはその構造からエンベロープのあるウイルス（エンベロープウイルス）と、エンベロープのないウイルス（ノンエンベロープウイルス）に分けられます。エンベロープウイルスは、アルコール消毒剤によりダメージを受けやすいのに対し、ノンエンベロープウイルスは、アルコール消毒剤が一般的に効きにくい傾向にあります。



たっちゃん 知ってた？

アルコールが膜を壊してウイルスにダメージを与えるため、アルコール消毒剤が有効であることがわかります。

代表的なエンベロープウイルス

- 新型コロナウイルス
- インフルエンザウイルス
- ヘルペスウイルス
- 風疹ウイルス
- 8型やC型肝炎ウイルス
- エイズウイルス

僕も初めて 知ったよ～



商品名

内容紹介及びご提供価格

ノータッチ式ディスペンサー
GUD-1000-PHJ

センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
手を触れることなく薬液が取り出せて、交差汚染のリスクを回避できます。

多彩な薬液に対応する
ノータッチ式ディスペンサー

石けん液または消毒液のポンプ付ボトルを入れれば、手を差し出すだけでセンサーが感知して、適量の薬液が吐出・噴射するディスペンサーです。薬液置き、錠付付^{※1}どちらにも対応可能です。
※1 錠付付は錠剤がフタから落下します。

- 1 ノータッチで衛生的
一切手を触れずにセンサー感知で薬液を手にとることが出来ます。
- 2 多彩な薬液に対応
用途に応じてサライヤの多彩なラインナップから薬液を選択出来ます。
- 3 どこでも設置が可能
薬液置きでも錠付付^{※1}でも対応でき、据置きタイプやコンソールのないところでも設置可能です。
※1 錠付付は錠剤がフタから落下します。
※2 フタの取付は標準では出来ません。



GUD-1000-PHJ
製品コード 41098
W187mm × D105mm × H265mm

●GUD-1000-PHJ本体にトレイ、薬液ボトルは含みません。

容器に触れることなくセンサー感知で手指の消毒や泡石けんなどさまざまな用途で使用できるんだね！
乾電池単1を4本使用するので約1年間は電池交換しなくても使えるんだよ！

単体でも使用できますが、④のスタンドを使用することで玄関やトイレなどでも使用できます。



③ノータッチ式ディスペンサー	
ご提供価格	10,500円(税別)
※詳細はWEBカタログをご参照ください	



ノータッチ式ディスペンサー用スタンド
IS-9000-PHJ スタンド
製品コード 41099
幅約1310-1700mmまで調節可能。

③④の組み合わせ例
(19,500円)税別

スタンドを使うと玄関まわりがすっきりするね！はなちゃんが③で紹介してくれたノータッチ式ディスペンサーのスタンドとしてご使用ください！



④ノータッチ式ディスペンサー用スタンド	
ご提供価格	9,000円(税別)
今なら、単一乾電池4本、オリジナルシール、トレイA型をサービスさせていただきます。	
付属品:パネル×1、支柱×1本、架台×1台、ねじ×2個、取扱説明書 ディスペンサー取付用ねじ×4個、手指消毒啓発パネル×1枚	

STYLISH BOTTLE

主張しすぎないシンプル＆シックなデザイン。
どんな空間にもマッチし、ほどよい存在感を演出する。



年齢、国籍を問わず、直感で用途が伝わるビクトデザイン

国内・海外の約70%の方に一番分かりやすいと選ばれたビクトを採用しました。



手指消毒剤と一番分かりやすいビクトデザイン調査結果
*調査に付、国内 20代-30代(消費者) 全数計15,394名
海外 20代-30代(消費者) 全数計2,596名、2018年6月 自社調べ



詰替え用 空容器	
⑤	<p>Moist スタイリッシュボトル 手洗い石けん用泡500mL</p> <p>商品コード:21706 規格:500mL 泡ポンプ付 手洗い石けん用 入数:12 サイズ:W78×D73×H192mm</p>
	<p>Alpet 手指消毒用α₇₄₇₂ スタイリッシュボトル 手指消毒用500mL</p> <p>商品コード:21707 規格:500mL 噴射ポンプ付 手指消毒用 入数:12 サイズ:W77×D73×H191mm(ポンプアップ時)</p>
⑤スタイリッシュボトル 手洗い石けん用	
⑥スタイリッシュボトル 手指消毒用	
1箱の価格	13,440円(税別)
1本あたりの単価	1,120円(税別)
⑤、⑥共通 1箱の入数…1箱12本入り	

商品名

内容紹介及びご提供価格

医薬部外品

シャボネット
Moist
モイスト

うるおいたっぷりの
泡で洗う薬用ハンドソープ

手を洗うと同時に殺菌・消毒ができる薬用ハンドソープです。
ムクロジ[®]エキスとアミノ酸由来保湿剤を配合し、きめ細かな弾力のある潤いたっぷりの泡で、すっきりと洗った後に、しっとりさが感じられます。

*ムクロジとは

ムクロジは漢名「石けんの果」とも呼ばれ水に溶ける泡が出てきて、石けんの代わりに使われています。洗浄・抗菌作用があるとされています。羽葉つきの羽葉の先の黒い玉は、元々ムクロジの木の實が使われていました。

1 何度手洗いしても、
うるおいの泡がやさしく殺菌・消毒



- 2 優れた泡質で高い満足度
- 3 ささっとすすげて節水効果
- 4 手洗い後のしっとり感を実感
- 5 殺菌成分トリクロサン[®]無配合

*FDA 食品医薬品局（米国）は2016年9月
「10種類の病原体を有する0.5mlのムクロジの実を殺菌する」と発表。
トリクロサンを含む10種類の成分が検出されたと発表。


表示成分 イソプロピルメチルフェノール、エドト酸塩、緑色 201号、緑色 204号



食品取扱者の手荒れに配慮した手洗い石けん液
シャボネット Moist

食品取扱者の手洗いには、手を洗うと同時に殺菌・消毒ができ、食品への移り香の心配のない無香料タイプの薬用ハンドソープが適しています。シャボネット Moist（モイスト）は、さらに食品取扱者の手荒れ軽減にも着目し、手肌にやさしい成分を配合した処方としています。食中毒対策に欠かすことのできない「徹底した手洗い」に、サラヤはシャボネット Moist（モイスト）をお勧めします。

当社従来品とのうるおい感比較



ムクロジエキス + **アミノ酸由来の保湿剤**

肌に必要な保湿成分をしっかりと届ける天然の洗浄成分

皮膚の水分を保持、乾燥を防ぐ成分



5kgの
大容量だよ
専用ノズル付
(初回購入時のみ)

⑦手洗い泡石けんシャボネットモイスト5kg	
ご提供価格	10,800円(税別)
1本あたりの単価	3,600円(税別)
1箱の入数	3本入り



こっちは1kg
なんだね♪



⑧手洗い泡石けんシャボネットモイスト1kg	
1箱の価格	8,700円(税別)
1本あたりの単価	1,450円(税別)
1箱の入数	6本入り



手にとっても
やさしいんだね!



⑨手洗い泡石けんシャボネットモイスト500ml	
1箱の価格	10,800円(税別)
1本あたりの単価	900円(税別)
1箱の入数	18本入り

原液 泡状 無香料 PRTR制度対応品

感染対策で手洗いが基本なワケ

人が罹患する要因の多くは、手に付着した病原微生物（細菌・ウイルス等）が物品に付着し、そこからまた手を介して鼻や口、目から体内に入ることです。多くの病原微生物は、電車のつり革・手すり・エレベーターボタン・ドアノブを介して手から手へと伝わり、それが感染拡大のきっかけとなります。

つまり、手は見た目には汚れていなくても病原性微生物が付着している可能性があるため、石けんと流水を用いてきれいに洗い流す習慣をつけることが、感染対策の基本であり、最も重要な手段といえるのです。



基本は手洗い後に消毒することが大切なんだね



商品名

内容紹介及びご提供価格

アルコール製剤

Alcohol Formulation 食品添加物 火気注意

アルペットNV



食品の品質保持, 調理機器などの除菌

弱酸性

原液
で使う

環境
対応
減容容器



ノンエンベロープウイルスにもアプローチ

エタノールをベースとした食品添加物です。pHを弱酸性に調整することで幅広い細菌・ウイルスにも効果を発揮。消防法における危険物の規制を受けないアルコール製剤。エタノール濃度：50.0W/w9%

食品への添加物表示事項
●噴霧などにより食品表面に使用した場合、食品への添加物の表示は不要。
●開封しただけで消費した場合は、アルコールまたは酒精と表示。

<使用上の注意> ●取り扱う場合、換気を十分におこなう。●火気に近づけない。●直射日光に当たらない温度の低いところに密閉し保管する。●小児の手の届くところに置かない。●移し替える場合、専用の容器にその品名と注意事項を明記する。●開封後、こぼれたりすることがないような場所に保管する。●初期火災の場合、大量の水または消火器で消火する。●液が目に入った場合は速やかに大量の水で洗い流す。

クエン酸とエタノールの相乗効果でさらなる衛生管理に。

原液

液状
弱酸性

PRTR制度対応品

火気注意

アルペットNVは食品の品質保持や調理器具などの除菌で使用できるのでとっても安心なんだ！
室内のあらゆるところをこれひとつで除菌できるんだよ！



食堂ではテーブルや調理器具の消毒に使用してるんだって！

⑩アルペットNV 500mlスプレーボトル	
1箱の価格	19,800円(税別)
1本あたりの単価	1,650円(税別)
1箱の入数	12本入り

振りやすく使いやすいスプレーボトルです！

⑪アルペットNV 5L	
1箱の価格	18,000円(税別)
1本あたりの単価	6,000円(税別)
1箱の入数	3本入り

女性でも持ちやすいボトルになっています！
専用ノズル付(初回購入時のみ)

⑫アルペットNV 10L	
ご提供価格	9,820円(税別)

大容量でお得な10L入りです！

⑬アルペットNV 20L	
ご提供価格	18,000円(税別)

大容量でお得な20L入りです！

⑫アルペットNV 10L
⑬アルペットNV 20L
初回購入時のみ、専用ノズルを1個プレゼント！

**ウイルス・細菌をサッとひとふき簡単除菌！
アルコール除菌ワイパー**



すぐれた除菌力とウイルス除去効果

アルコール除菌ワイパーは、細菌に対してすぐれたふき取り効果とウイルスに対してすぐれた除去効果を発揮します。

ワイパー一枚の大きさは30センチ×20センチです。

手軽にサッと拭けて、簡単除菌
適度な大きさなので、1枚でしっかり拭き取りができます！
事務机、テーブルやイス、ドアノブ、エレベータのボタン、キーボードコンセント類などを拭くのに便利！



⑭アルコール除菌ワイパー 60枚入り	
1箱の価格	10,800円(税別)
1袋あたりの単価	600円(税別)
1箱の入数	18本入り

**手軽に簡単
清潔・除菌！**

- 使い捨てタイプなので、いつでも清潔にご使用いただけます。
- アルコールをスプレーしてふき取るステップが、アルコール除菌ワイパーならひとりで完了します。

**ウイルス対策
にも！**






- 食塩濃度がpHを弱酸性に調整したアルコール製剤で広範囲のウイルスや菌に高い効果を発揮します。
- エタノール濃度50%W/w

**1枚でしっかり
ふき取れる！**

- レーヨン製繊維のシートは繊維立ちにくく、丈夫で繊維が大きいので、(300×200mm)

STEP 1 拭きたい場所をアルコールでスプレー

STEP 2 ひと拭きで完了！

商品名	内容紹介及びご提供価格						
 <p>⑮ 衛生対策セット 目に見えない細菌・ウイルスから身を守る!</p> <p>外出時のお供に!</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: small;">うがい</div>  <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: small;">手洗い</div>  <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: small;">手指の殺菌・消毒</div>  <div style="writing-mode: vertical-rl; font-size: small;">マスク</div>  </div>	<div style="background-color: #ffff00; padding: 5px;"> <p>セット内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ●うがい薬 コロコ 50mL.....1本 ●薬用手洗いせっけん ウォッシュポンG 50mL...1本 ●速乾性手指消毒剤 ヒビスコールSH 50mL...1本 ●感染対策マスク サージカルマスク.....5枚 ●衛生対策マニュアルカード(和文・英文).....1枚 </div> <p>⑮衛生対策セット(上記セットが入っています)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1箱の価格</td> <td style="width: 50%;">26,400円(税別)</td> </tr> <tr> <td>1袋あたりの単価</td> <td>2,200円(税別)</td> </tr> <tr> <td>1箱の入数</td> <td>12セット入り</td> </tr> </table>	1箱の価格	26,400円(税別)	1袋あたりの単価	2,200円(税別)	1箱の入数	12セット入り
1箱の価格	26,400円(税別)						
1袋あたりの単価	2,200円(税別)						
1箱の入数	12セット入り						

最も有効な新型コロナウイルス感染対策とは？


●新型コロナウイルス感染症はどうやって拡がるの？

新型コロナウイルスに感染すると、のどと鼻の間の上咽頭でウイルスが増殖し、咳やくしゃみ、鼻水にウイルスが排出されます。これを他の人が手で触れ、口や鼻などを触ると粘膜からウイルスが取り込まれて感染します。さらに、ウイルスは消化器にも症状が出るため、下痢などを起こすことも少なくないので、便を介しての感染拡大も考える必要があります。新型コロナウイルス感染症の感染経路は飛沫感染がよく知られていますが、さまざまなところに触れる人の手を介して感染拡大したこと(接触感染)が大きいと想定されています。

●最も有効な感染対策とは？

新型コロナウイルスに感染しないためには、ウイルスを体に取り込まないことが大切であり、手についたウイルスを石けんによる手洗いで洗い流したり、アルコール消毒剤で不活化することが最も有効な感染対策になります。アルコール消毒剤が入手しづらい場合は、石けんをよく泡立てて手洗いをしっかり実施してください。

マスクは、感染している場合にせきやくしゃみ、つば等の飛沫による汚染を他者に拡げないことや、手で自分の口や鼻を触れないことは防げますが、マスクの着用により自らの感染を完全に防ぐことはできません。多くは手を介して感染が拡がるため、なにより手洗いや手指消毒が重要です。



商品名

内容紹介及びご提供価格

便座除菌クリーナー

トイレの衛生管理

便座除菌クリーナー

便座きれいいくん⁺V

速乾 非PBR制度対応品
火気注意

不特定多数の方が使用するトイレの衛生に

- 店舗トイレ ■ オフィス・従業員トイレ
- 公衆トイレ ■ 病院・クリニックトイレ など

便座だけでなく
手指が触れる箇所が
感染の原因となります。

99.99%
ウイルス
除去

ノンエンペロープ
ウイルスにも
効果を発揮



便座除菌があると
清潔にトイレが
保てるんだね!

専用ノズル付
(初回購入時のみ)

<p>商品特長 1</p> <p>除菌力アップ</p> <p>ノンエンペロープウイルスに対 する有効性を高めました。 ※当社従来品の改良品です。</p>	<p>商品特長 2</p> <p>ふくだけ簡単 手軽に除菌</p> <p>トイレットペーパーでふき取って そのままトイレに流せます。エタ ノールベースの除菌クリーナー なので、使用後の水洗いや二度 拭きは不要です。</p>	<p>商品特長 3</p> <p>材質への 影響にも配慮</p> <p>便座によく用いられる材質に対す る影響はほとんどありません。</p>
--	---	--

新配合の除菌剤で除菌力をアップ。※

抵抗性の強いウイルスにも作用し便座への影響に
配慮した、エタノールを主成分とした便座除菌ク
リーナーです。トイレのドアノブ、水洗レバーな
ども。

16 便座きれいいくんV 5L容器

1箱の価格	16,500円(税別)
1本あたりの単価	5,500円(税別)
1箱の入数	3本入り

※必ず専用ディスペンサーに入れてご使用ください

便座クリーナー用ディスペンサー
SC-460

壁付型 便座除菌
手押し 電源不要 噴射

トイレを快適に使用するためには便座の除菌は欠かせません。
専用の薬剤(便座きれいいくんV)を入れて使用する、便座除菌クリーナー専用ディスペンサーです。



トイレの壁に取り付けられるので
トイレットペーパーでどこでも除菌
できて、そのまま流せるから便利だね!

トイレも除菌が
必要なんだね♪

17 便座クリーナー用ディスペンサー

ご提供価格	3,600円(税別)
-------	------------

1個からご注文承ります。

使用方法



1 トイレットペーパーを切り取り、折りたたみます。

2 レバーの下にトイレットペーパーをかざし、レバーを押してクリーナーをスプレーします。

3 便座を拭き、拭いた後のトイレットペーパーはそのままトイレに流します。

<p>エコロジー&エコノミー</p> <p>大容量ボトルから薬剤を補充するカートリッジタイプです。ポンプボトルごと交換する使い捨てタイプと比較して、ゴミを減らすことができ、また経済的です。</p>	<p>薬剤補充をより簡単に</p> <p>内部ボトルに補充口を追加、カバーとキャップを開けば、その場で補充することができます。カバーはカバー付きで、盗難やいたずら防止ができ安心です。</p>	<p>大きな確認窓で薬剤残量がわかる</p> <p>確認窓から薬剤残量が一目でわかります。弊社従来機種と比較して大幅に大きくなりました。</p>	<p>使用方法ラベルを標準付属</p> <p>初めて使う人でも使い方がわかるよう、個室内に貼り付けられるラベルを付属しました。ビクト表示で誰でもわかりやすいようデザインをしています。</p>	<p>本体をスリム化</p> <p>スペースに限りがある個室トイレ内で、設置時に少しでも圧迫感をなくすために、弊社従来機種と比較してスリム化を実現しました。</p>
---	--	---	--	---